

# Zubehör

## ANTIMIKROBIELLE BESCHICHTUNG

Das Komplett-Set für Ihre KEMAS SB-Terminals



Die aktuelle Lage hat das Hygienebewusstsein der Menschen erheblich gesteigert. Viele vermeiden das Angreifen von Oberflächen oder wünschen sich eine häufigere Reinigung aller Flächen, mit denen sie in Berührung kommen. Die Fronten der eingesetzten KEMAS-Bedienterminals bestehen aus Glas und sind damit besonders gut und einfach zu reinigen. Mit der neuen empfohlenen Beschichtung wird die Verbreitung von Viren und Bakterien weitgehend vermindert.

### Langanhaltende Wirkung

Die antimikrobielle Beschichtung garantiert eine physikalische Reduktion von Bakterien und Viren. Auf den behandelten Flächen werden bis zu 99,99 % der Mikroben entfernt. Die Beschichtung behält ihre Wirkung für bis zu 12 Monate und wurde von unabhängigen Laboren getestet und bestätigt.



### Einfache Anwendung

Nach einer Vorreinigung wird das BactoAttaQ Spray Phase 1 auf die Gerätefront aufgetragen. Schlieren können mit einem handelsüblichen Mikrofasertuch (nicht im Lieferumfang enthalten) entfernt werden. Danach tragen Sie das BactoAttaQ Spray Phase 2 auf und entfernen Schlieren erneut mit dem Mikrofasertuch. Die Beschichtung mit Phase 2 muss nun für sechs Stunden aushärten. Danach ist der Schutz vor Bakterien, Viren, Pilzen und Hefen für etwa ein Jahr gegeben.

### Prüfplakette und Absperrband

Die mitgelieferten Prüfplaketten können Sie an den KEMAS SB-Terminal anbringen, um einerseits Ihre Mitarbeiter und Kunden auf die aufgebrauchte Schutzschicht hinzuweisen. Andererseits behalten Sie so auch den Überblick, wann die Beschichtung wieder aufgetragen werden muss.

Das im Set enthaltene Klebeband mit „Stop“-Aufdruck dient als Hinweis, während die Phase 2 des Sprays eintrocknet. In diesen sechs Stunden soll das System nicht berührt werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Mit dem KEMAS Beschichtungskit können bis zu 50 m<sup>2</sup> Bedienpanel beschichtet werden.

| Nr. | Im Lieferumfang enthalten                   | Stück |
|-----|---|-------|
| 1   | BactoAttaQ Spray für Phase 1 und Phase 2    | Je 1  |
| 2   | Prüfplakette                                | 48    |
| 3   | Masking Tape mit Aufdruck STOP 50 m x 25 mm | 1     |
| 4   | Anleitung Prüfplakette & Klebeband          | 1     |